



Afname instructies baarmoederhalsuitstrijkje

Doc.no **03815** | Versie **004** | Verantwoordelijke **Line Coucke, Maxime De Sloovere, Sofie Colman**

Samenvatting

Deze korte werkwijze somt de aandachtspunten op voor een monsternamen van een baarmoederhalsuitstrijkje.

Doelstelling

Een beknopte instructie bieden voor de afname van een baarmoederhalsuitstrijkje.

Toepassingsgebied

Indicatie

Deze procedure is geschikt voor de afname van een baarmoederhalsuitstrijkje met ThinPrep PreservCyt recipiënt.

Definities en afkortingen

-

Uit te voeren handelingen

1. Verifieer identificatiegegevens van de patiënt bij wie het monster afgenomen wordt.
2. Controleer de vervaldatum van het recipiënt.
3. **Neem** met een Cervixborstel een geschikt monster uit de cervix. Steek het centraal gelegen borstelgedeelte zo diep in het baarmoederhalskanaal dat de kortere borsteldeeltes volledig met de portio in aanraking komen. Oefen zachte druk uit en draai het borsteltje 5 slagen **rechtsom**.
4. **Spoel** het borsteltje zo spoedig mogelijk in het PreservCyt recipiënt door het 10 maal tegen de bodem van het recipiënt te drukken, zodat de borstelhaartjes uiteen worden geduwd. Draai het borsteltje tenslotte krachtig heen en weer, zodat het uitstrikmateriaal loslaat. **Werp het afnamehulpmiddel weg**.
5. **Draai** het deksel vast totdat het zwarte momentstreepje op het deksel het zwarte streepje op het recipiënt passeert.
6. **Schrijf** de naam en het nummer van de patiënt op het recipiënt of gebruik geprebarcodeerd afnamemateriaal. **Noteer** de informatie en anamnese van de patiënt op het aanvraagformulier of elektronisch. Noteer elke afwijking van de vastgestelde afnameprocedure op het papieren aanvraagformulier of in Cyberlab.
7. **Plaats** het recipiënt in een monsterzak voor transport naar het laboratorium. Indien een papieren aanvraagformulier gebruikt **mag deze niet in de monsterzak bij het recipiënt zitten. Kleef deze op de buitenzijde van de monsterzak, of gebruik kangoeroezakjes. Bewaar bij kamertemperatuur (15°C-25°C) en breng zo snel mogelijk naar het laboratorium.**



Afname instructies baarmoederhalsuitstrijkje

Doc.no **03815** | Versie **004** | Verantwoordelijke **Line Coucke, Maxime De Sloovere, Sofie Colman**



Figuur 1: Correct Preservcyt recipiënt

Referenties

Werkwijze monsterafname staalafname Cyberlab